

Кроличье Поликлональное Антитело Ctrb1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P17538

Артикул: CM0016097

введение

Кроличье поликлональное антитело (pAb) к CTRB1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА. Распознает химотрипсиноген В (CTRB1) человека, мыши, крысы. Подходит для исследований секреции сериновых протеаз и биологии пищеварительных ферментов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CTRB1
Примечания/Альтернативные названия	CTRB; CTRB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1504
GeneID	1504
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 79-263 белка CTRB1 человека (NP_001897.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17538
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом