


Кроличья Поликлональная Антитело К Cxcr2 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Ифа - P25025

Артикул: CM0026529



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий CXCR2 (CD182, IL8RB). Подходит для WB, IF/ICC, IHC-P, ИФА. Обнаруживает белок массой 41 кДа. Идеально подходит для исследований сигналинга хемокинов, хемотаксиса нейтрофилов и воспалительного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CXCR2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CD182; IL8R2; IL8RA; IL8RB; CMKAR2; WHIMS2; CDw128b; CXCR2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3579
ID гена	3579
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 260-359 человеческого CXCR2 (NP_001548.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25025
Масса белка	41 кДа
Доставка	Сумка-холодильник