

Кроличье Поликлональное Антитело К Cxcr3-B - P49682-2

Артикул: CM0024302

введение

Кроличье поликлональное антитело к CXCR3-B для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на пермеабилizированных клетках (IF-P), ELISA. Распознает человеческий и мышиный изоформ 2 CXCR3-B, рецептор хемокинов, ингибирующий ангиогенез через CXCL4/CXCL10. Полезно для онкологических и сосудистых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CXCR3-B
Примечания/Альтернативные названия	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2833
ID гена	2833
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CXCR3-B (NP_001136269.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P49682-2
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом