


Кроличье Маб К Cxcr7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P25106

Артикул: CM0005923



введение

Это кроличье моноклональное антитело к CXCR7 (WB, ELISA) направлено на человеческий атипичный хемокиновый рецептор 3, подходит для исследований в области онкологии и нейронауки. Обнаруживает полосу ~41 кДа; валидировано на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье мАб к CXCR7
Примечания/Псевдонимы	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57007
GeneID	57007
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 263-362 человеческого CXCR7 (NP_064707.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25106
Молекулярный вес белка	41kDa
Доставка	Сумка со льдом