

## Кроличье Моноклональное Антитело Cy3 - Cy3

Артикул: CM0005647

### введение

Это кроличье моноклональное антитело нацелено на цианиновый краситель Cy3 (CAS 146397-20-8), обеспечивая видов-независимую реактивность для анализов DB и ELISA. Подходит для стратегий прямого мечения или генерации сигнала против красителя.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Наименование продукта     | Кроличье mAb к Cy3                         |
| Примечания / Алиас        | Cy3                                        |
| Gene ID (Человек)         | CAS:146397-20-8                            |
| Gene ID                   | CAS:146397-20-8                            |
| Иммуноген                 | Химические соединения, соответствующие Cy3 |
| Источник                  | Кролик                                     |
| Категория                 | Моноклональные антитела                    |
| Применение                | DB, ELISA                                  |
| Перекрестная реактивность | Видов-независимая                          |
| Доставка                  | Ледяной пакет                              |