

Кроличыи Маб К Су3/Су5

Артикул: CM0005240

введение

Кроличий моноклональный антитело к Су3/Су5 для применения в ДБ и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью, не зависящей от вида, подходит для универсального обнаружения конъюгатов Су3/Су5. Получено от кролика, идеально подходит для разработки иммуноанализов и поставок сырья для диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличыи мАб к Су3/Су5
ID гена (CAS)	CAS:146368-15-2
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие Су5
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ДБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Независимо от вида
Доставка	С ледяным пакетом