

Кроличье Моноклональное Антитело К Cy5 — Cas:146368-15-2

Артикул: CM0006163

введение

Кроличье моноклональное антитело к Cy5 для дот-блоттинга (DB) и ИФА. Видонезависимая реактивность. Идеально подходит для обнаружения меченных Cy5 зондов в диагностических иммуноанализах и исследовательских приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Cy5
Идентификатор гена (CAS)	CAS:146368-15-2
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие Cy5
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Дот-блоттинг (DB), ИФА
Перекрёстная реактивность	Не зависит от вида
Условия транспортировки	Пакет со льдом