


Кроличье Моноклональное Антитело К Cyclin B1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунопреципитации (Ip), Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - P14635

Артикул: CM0006441



введение

Качественное кроличье моноклональное антитело к Cyclin B1, валидированное для WB, IP, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим Cyclin B1 (P14635), критически важным для перехода клеточного цикла G2/M. Идеально для исследований клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Cyclin B1
Примечания/Альтернативные названия	CCNB; Cyclin B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	891
GeneID	891
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 334-433 человеческого Cyclin B1 (P14635).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14635
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом