


Циклин В1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — P14635

Артикул: CM0020889



введение

Кроличья поликлональная антитело к циклину В1 выявляет эндогенный белок циклин В1 в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для использования в WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Мишень является ключевым регулятором перехода G2/M и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Циклин В1 кроличья rAb
Примечания/алиасы	CCNB; Cyclin B1
Вид	Человек
GeneID (человек)	891
GeneID	891
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 334-433 циклина В1 человека (NP_114172.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14635
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом