

Кроличье Моноклональное Антитело К Циклину D3 - P30281

Артикул: CM0005277



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к циклину D3 человека (CCND3), валидированное для методов WB и ELISA, распознающее антигены человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к циклину D3
Примечания/Синонимы	CCND3; циклин D3; Cyclin D3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	896
GeneID	896
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30281
Молекулярная масса белка	33 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет