

Кроличье Поликлональное Антитело Polymab® Против Cyclin E1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P24864

Артикул: CM0006879



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Cyclin E1 (CCNE1), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований клеточного цикла и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело PolymAb® против Cyclin E1
Примечания/Альтернативные названия	CCNE; pCCNE1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	898
ID гена	898
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого Cyclin E1 (NP_001229.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24864
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом