


Кроличье Поликлональное Антитело К Cyp11A1 (Wb, If, Ihc, Elisa) — P05108

Артикул: CM0022531



введение

Кроличье поликлональное антитело против CYP11A1 (P450_{scc}), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, ИГХ и ИФА. Реагирует с CYP11A1 человека, мыши и крысы — митохондриальным ферментом расщепления боковой цепи холестерина, необходимым для стероидогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP11A1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
Вид	Человек
GeneID	1583
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05108
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом