

Кроличье Моноклональное Антитело К Cyp24A1 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07973

Артикул: CM0003087

введение

Кроличье моноклональное антитело к CYP24A1, валидированное для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Нацелено на человеческий CYP24A1 (Q07973), митохондриальный фермент, критически важный для катаболизма витамина D и гомеостаза кальция. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CYP24A1
Примечания/Альтернативные названия	CP24, HCAI, CYP24, HCINF1, P450-CC24, CYP24A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1591
ID гена	1591
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36-410 человеческого CYP24A1 (NP_000773.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q07973
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом