

Мышечные Моноклональные Антитела К Cyp7A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P22680

Артикул: CM0006540



введение

Мышечные моноклональные антитела против человеческого CYP7A1, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 86-108). Для исследований метаболизма холестерина и синтеза желчных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP7A1 Mouse mAb
Примечания/Псевдоним	CP7A; CYP7; CYPVII; CYP7A1
Вид	Человек
GeneID	1581 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 86-108 человеческого CYP7A1 (P22680)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P22680
Молекулярный вес белка	58 кДа
Доставка	Сумка-холодильник