


Кроличыи Поликлональные Антитела К Цистатину С Для Wb, If/Icc, Elisa - P01034

Артикул: CM0014675



введение

Кроличыи поликлональные антитела к Цистатину С, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают эндогенный Цистатин С в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований функции почек, амилоидоза и ингибиторов протеаз.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Цистатин С (кролик) pAb
Примечания/Псевдонимы	ARMD11; HEL-S-2; Цистатин С
Вид	Человек
ID гена	1471 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-146 человеческого Цистатина С (NP_000090.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01034
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка со льдом