


Цитохром С, Кроличьи Мат - P99999

Артикул: CM0011288



введение

Анти-Цитохром с кроличий моноклональный антитело для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФА (ELISA). Обнаруживает Цитохром с (CYC, HCS, THC4) у человека, мыши, крысы. Молекулярный вес: 12 кДа. Идеально подходит для изучения апоптоза и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитохром с, кроличьи МАТ
Примечания/Псевдоним	CYC; HCS; THC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	54205
ID гена	54205
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 человеческого Цитохрома С (NP_061820.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P99999
Молекулярный вес белка	12 кДа
Доставка	Сумка со льдом