

Кератин 17 (Krt17) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q04695

Артикул: CM0005997

введение

Валидированный для WB и ELISA, этот кроличий моноклональный антитело нацелен на человеческий кератин 17 (KRT17), с перекрестной реакцией на мышь. KRT17 — это кератин типа I, необходимый для формирования придатков кожи, и маркер при псориазе и эпителиальных раках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кератин 17 (KRT17) кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Кератин 17 (KRT17)
Вид	Человек
GeneID	3872
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 332-432 человеческого кератина 17 (KRT17). (NP_000413.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q04695
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	Сумка со льдом