

## Кератин 18 (Krt18) Кроличья Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга - P05783

Артикул: CM0003612

### введение

Кроличье моноклональное антитело к Кератину 18 (KRT18), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA). Взаимодействует с KRT18 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биологии эпителиальных клеток и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кератин 18 (KRT18) Кроличье мАт                                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | K18; CK-18; CYK18; Кератин 18 (KRT18)                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                       |
| GeneID (Человек)          | 3875                                                                                                                                          |
| GeneID                    | 3875                                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-430 человеческого Кератина 18 (KRT18) (P05783) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                        |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                       |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                          |
| SWISS                     | P05783                                                                                                                                        |
| Молекулярный вес белка    | 48кДа                                                                                                                                         |
| Доставка                  | Сумка-холодоэлемент                                                                                                                           |