

Цитокератин 20 (Ck20) Кроличье Моноклональное Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P35900

Артикул: CM0002098

введение

Цитокератин 20 (CK20) Кроличье mAb, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий и крысиный CK20 (~48 кДа), экспрессируемый в кишечном эпителии и клетках Меркеля. Идеально для исследований желудочно-кишечного тракта и исследований маркеров IHC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Цитокератин 20 (CK20) Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	K20; CD20; KRT20; CK-20; KRT21; Цитокератин 20 (CK20)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54474
ID гена	54474
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P35900
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	В сумке со льдом