

Dab2Ip Кроличья Поликлональная Антитело - Q5Vwq8

Артикул: CM0019581

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против DAB2IP — каркасного белка, участвующего в сигнальных путях, апоптозе и подавлении опухолевого роста. Валидировано для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА в образцах человека и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAB2IP Кроличья pAb
Примечания/Алиасы	AIP1; AIP-1; AF9Q34; DIP1/2; DAB2IP
Вид	Человек
GeneID (человек)	153090
GeneID	153090
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 205-320 человеческого DAB2IP (NP_619723.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q5VWQ8
Молекулярная масса белка	132 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом