

DAZL Кроличья Pab - Q92904

Артикул: CM0013307

введение

Поликлональные антитела кролика против DAZL, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ (IF-P), ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA) на образцах человека, мыши и крысы. РНК-связывающий белок, необходимый для сперматогенеза; экспрессия специфична для яичек. Идеально подходит для исследований в области репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DAZL кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	DAZN; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1618
GeneID	1618
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q92904
Молекулярная масса белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом