

Кроличья Поликлональная Антитела К Dcaf11 — Q8Teb1

Артикул: CM0021607

введение

Кроличье поликлональное антитело против DCAF11 — субстратного рецептора комплекса E3 убиквитин-лигазы CUL4-DDB1. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований пути убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DCAF11 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	GL014; WDR23; PRO2389; DCAF11
Вид	Человек
ID гена (человек)	80344
ID гена	80344
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-170 человеческого DCAF11 (NP_079506.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TEB1
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Холодовой пакет