


Кроличья Маb Ddx1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - Q92499

Артикул: CM0010454



введение

Кроличья моноклональная антитело против DDX1, валидированное для WB, IHC-P, IP, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально подходит для изучения роли РНК-хеликазы в транскрипции, противовирусном ответе и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DBP-RB; UKVH5d; DDX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1653
GeneID	1653
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 441-740 человеческого DDX1 (NP_004930.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92499
Молекулярный вес белка	82 кДа
Доставка	Сумка-холодильник