

Ddx3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - O00571

Артикул: CM0030384



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого DDX3 (O00571), для Вестерн-блота, IF/ICC и ELISA. Участвует в метаболизме РНК, регуляции трансляции и сигналинге врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
Вид	Человек
ID гена (человек)	1654
ID гена	1654
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого DDX3 (NP_001347.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O00571
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Холодовая упаковка