


Поликлональное Антитело Кролика К Ddx39A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — 000148

Артикул: CM0012823



введение

Поликлональное антитело кролика к DDX39A, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Мишень — АТФ-зависимая РНК-хеликаза, участвующая в экспорте и сплайсинге мРНК. Идеально подходит для исследований транспорта между ядром и цитоплазмой и метаболизма РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Название продукта	DDX39A, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Вид	Человек
GeneID (человек)	10212
GeneID	10212
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 178–427 человеческого DDX39A (NP_005795.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	000148
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом