


Кроличье Поликлональное Антитело К Ddx50 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Bq39

Артикул: CM0025593



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DDX50 (GU2/GUB), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными образцами. Полезно для исследований метаболизма РНК и противовирусного ограничения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX50 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GU2; GUB; mcdrh; RH-II/GuB; DDX50
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79009
GeneID	79009
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 человеческого DDX50 (NP_076950.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BQ39
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом