

Ddx51 Кролик Pab - Q8N8A6

Артикул: CM0016080

введение

Поликлональные антитела кролика против DDX51, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Цель: АТФ-зависимая РНК-хеликаза DDX51, ключевой фактор биогенеза большой субъединицы рибосомы (60S).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX51 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DDX51
Вид	Человек
ID гена (человек)	317781
ID гена	317781
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 367-666 человеческого DDX51 (NP_778236.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N8A6
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	Сумка со льдом