

Ddx55 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Nhq9

Артикул: CM0018961

введение

DDX55 кроличье поликлональное антитело для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует человеческий и мышинный DDX55, DEAD-бокс РНК-хеликазу, участвующую в процессинге рРНК. Идеально для исследований биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX55 Кроличья рAb
Примечания/Альтернативные названия	DDX55
Вид	Человек
GeneID (человек)	57696
GeneID	57696
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-360 человеческого DDX55 (NP_065987.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NHQ9
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	В термосумке со льдом