


## Decr1 Rabbit Pab - Q16698

Артикул: CM0012845



### введение

DEC1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), нацеленное на человеческий, мышиный и крысиный DECR1 (митохондриальная 2,4-диеноил-KoA-редуктаза). Идеально подходит для исследований метаболизма жирных кислот.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DEC1 Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Примечания/Псевдоним      | DEC1; NADPH; SDR18C1; DECR1                                                                                                                              |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                  |
| GeneID (Человек)          | 1666                                                                                                                                                     |
| GeneID                    | 1666                                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-335 человеческого DECR1 (NP_001350.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                  |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                     |
| SWISS                     | Q16698                                                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 36кДа                                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                           |