


Кроличье Поликлональное Антитело (Pab) К Decr2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nui1

Артикул: CM0019133



введение

Кроличье поликлональное антитело к DEC2, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Детектирует полосу около 31 кДа. Нацелено на пероксисомальную 2,4-диеноил-КоА редуктазу, вспомогательный фермент в β -окислении жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к DEC2
Примечания/Альтернативные названия	PDCR; SDR17C1; DEC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26063
ID гена	26063
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-240 белка DEC2 человека (NP_065715.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9NUI1
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом