

Кроличья Поликлональная Антитела К Defb4A Для Игх-П, Ифа - O15263

Артикул: CM0018872



введение

DEFB4A Rabbit pAb — это кроличье поликлональное антитело к человеческому бета-дефенсину 2, валидированное для иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГХ-П) и иммуноферментного анализа (ИФА), с перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Используется в исследованиях антимикробных пептидов и изучении врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к DEFB4A
Примечания/алиасы	BD-2; SAP1; DEFB2; DEFB4; HBD-2; DEFB-2; DEFB102; DEFB4A
Вид	Человек
ID гена (человек)	1673
ID гена	1673
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 64 у человеческого DEFB4A (NP_004933.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O15263
Молекулярная масса белка	7 кДа
Доставка	Сумка-холодильник