


Кроличье Моноклональное Антитело К Dek Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P35659

Артикул: CM0002369



введение

Кроличье моноклональное антитело к DEK для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИЛА у человека и крысы. Направлено на ядерный регулятор хроматина DEK (43 кДа). Идеально подходит для исследований рака и хроматина — P35659

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мКА к DEK
Примечания/Синонимы	D6S231E; DEK
Вид	Человек
ID гена (человек)	7913
ID гена	7913
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 51–200 белка DEK человека (P35659).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
Swiss-Prot	P35659
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Айс-бокс