


Кроличий Поликлональный Антитело К Depdc6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Tb45

Артикул: CM0025270



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к DEPDC6, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный DEPTOR, ключевой отрицательный регулятор mTOR, необходимый для исследований аутофагии. Идеально подходит для НИОКР в сфере IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DEPDC6 кроличий rAb
Примечания/Псевдоним	DEP.6; DEPDC6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64798
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-217 человеческого DEPDC6 (NP_073620.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8TB45
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом