

Поликлональное Антитело К Десмину, Кроличье, Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P17661

Артикул: CM0013865

введение

Поликлональное антитело кролика к десмину, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Нацелено на человеческий десмин, промежуточный филамент типа III, необходимый для целостности саркомера мышц. Подходит для исследований сердечной и скелетной мускулатуры.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к Десмину, кроличье (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Десмин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1674
GeneID	1674
Иммуноген	Рекомбинантный фьюзионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого десмина (NP_001918.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P17661
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	Со льдом