

Поликлональное Кроличье Антитело К Десмоколлин 3 (Dsc3) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q14574

Артикул: CM0022180

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий десмоколлин 3 (DSC3), предназначенное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрёстно реагирует с белком крысы. Подходит для изучения адгезии десмосом и целостности эпидермального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к десмоколлину 3
Примечания/синонимы	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollin 3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1825
Идентификатор гена	1825
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 576-690 человеческого десмоколлина 3 (NP_001932.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q14574
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент