

Десмоплакин Кроличий Мат Для Вестерн-Блоттинга, Иф-П, Игх-П, Ифа - P15924

Артикул: CM0007972



введение

Десмоплакин кроличий моноклональный антитело, валидированный для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ-П, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелен на десмосомальный белок ~332 кДа, идеально подходит для исследований клеточной адгезии, кардиомиопатии и дерматологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Десмоплакин кроличий мАт
Примечания/Псевдоним	DP; DCWHKTA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1832
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2609-2822 человеческого десмоплакина (NP_004406.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15924
Молекулярный вес белка	332кДа
Доставка	Сумка со льдом