

Кроличий Моноклональный Антитело K Destrin Для Wb И Elisa - P60981

Артикул: CM0003481

введение

Кроличье моноклональное антитело к Destrin, валидированное для применения в WB и ELISA, перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для изучения деполимеризации актина и регуляции цитоскелета. UniProt P60981.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Destrin Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ADF; ACTDP; HEL32; bA462D18.2; Destrin
Вид	Человек
GeneID (человек)	11034
GeneID	11034
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60981
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом