


Кроличья Поликлональная Антитело К Dgcr8 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa — Q8WYq5

Артикул: CM0019748



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к DGCR8 для WB, IHC-P, IP, ELISA. Распознает DGCR8 человека, мыши и крысы (86 кДа) — ключевой субъединицу микропроцессорного комплекса, критически важный для биогенеза миРНК и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к DGCR8
Примечания/Синонимы	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
Вид	Человек
ID гена (человек)	54487
ID гена	54487
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 180-340 человеческого DGCR8 (NP_073557.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WYQ5
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом