


Моноклональное Кроличье Антитело К Dhfr Для Wb, Elisa — P00374

Артикул: CM0011415



введение

Моноклональное кроличье антитело к DHFR, валидированное для WB и ELISA. Определяет DHFR человека, мыши и крысы (21 кДа). Подходит для исследований метаболизма фолатов, онкологических исследований и изучения лекарственной устойчивости.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к DHFR
Примечания/синонимы	DYR; DHFR1; DHFRP1; DHFR
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1719
Идентификатор гена	1719
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 88-187 человеческого DHFR (NP_000782.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00374
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом