


Кроличье Поликлональное Антитело К DhRs4 - Q9Btz2

Артикул: CM0018663



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к DHRS4 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает DHRS4 человека, мыши и крысы (~30 кДа) — дегидрогеназу/редуктазу, участвующую в метаболизме ксенобиотиков и стероидов. Идеально подходит для разработки ИВД-анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличье pAb к DHRS4
Примечания/алиасы	CR; NRDR; PHCR; PSCD; SDR-SRL; SDR25C1; SDR25C2; SCAD-SRL; DHRS4
Вид	Человек
ID гена (человек)	10901
ID гена	10901
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BTZ2
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодовая упаковка