

Кроличыи Поликлональные Антитела К Дигоксину - Digoxin

Артикул: CM0019105

введение

Кроличыи поликлональные антитела к дигоксину для дот-блоттинга (DB) и ИФА (ELISA). Видовая независимость реактивности обеспечивает широкое применение в исследованиях по мониторингу дигоксина и разработке диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Digoxin Rabbit pAb (Кроличыи поликлональные антитела к дигоксину)
Иммуноген	Химические соединения
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Видовая независимость
Транспортировка	Ледяной пакет