


## Кроличий Поликлональный Антитело Против Диметил-Eef1A-K55 (P68104/Q05639) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа

Артикул: CM0000231



### введение

Кроличий поликлональный антитело, распознающее диметилированный лизин 55 человеческого eEF1A (EEF1A1/EEF1A2, Swiss-Prot P68104/Q05639). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), идеально подходит для исследований факторов элонгации трансляции.

[Узнать больше](#)

| Параметр           | Значение                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта  | DiMethyl-eEF1A-K55 кроличий pAb                                                                  |
| GeneID (человек)   | 1915/1917                                                                                        |
| Иммуноген          | Синтетический диметилированный пептид в области K55 (лизин-55) человеческого eEF1A (NP_001393.1) |
| Источник           | Кролик                                                                                           |
| Категория          | Антитела к метилированным белкам                                                                 |
| Применение         | WB, ELISA                                                                                        |
| Кросс-реактивность | Человек                                                                                          |
| SWISS              | P68104/Q05639                                                                                    |
| Доставка           | Сумка-холодильник                                                                                |