


Диметил-Гистон H3-K14 Кроличья Раb (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа

Артикул: CM0000279



введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичное к диметилированному лизину 14 гистона H3 человека (Q16695/P68431). Подходит для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ИФА; перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой и другими видами (предполагается).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДиМетил-Гистон H3-K14 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; ДиМетил-Гистон H3-K14
Вид	Человек
ID гена (человек)	H3
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический диметилированный пептид в области K14 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом