


Кроличыи Поликлональные Антитела К Диметилированному Гистону H3-K27 (Q16695/P68431) Для Эпигенетических Исследований И ChIP

Артикул: CM0000339



введение

Кроличыи поликлональные антитела, специфически распознающие диметилированный лизин 27 гистона H3 (H3K27me2). Подходят для методов WB, IHC, IF, ELISA, ChIP и ChIP-seq на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для эпигенетических исследований и изучения динамики хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к диметилированному гистону H3-K27
Примечания/Синонимы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K27
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса	15 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом