

Диметил-Гистон H3-K36 (Q16695 / P68431) Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Chip-Seq

Артикул: CM0000324



введение

Специфическое кроличье поликлональное антитело, распознающее диметилированный Lys36 человеческого гистона H3 (Q16695/P68431). Валидировано для применений WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Широкая перекрестная реактивность с человеком, мышью, крысой и другими видами. Подходит для исследований в области эпигенетики и биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДиМетил-Гистон H3-K36 Кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; ДиМетил-Гистон H3-K36
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический диметилированный пептид в области K36 человеческого гистона H3 (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом