


Кроличий Моноклональный Антитело Против Dimethyl-Histone H3-K4 (Q16695/P684) Для Chip, Wb И Эпигенетических Исследований

Артикул: CM0000378



введение

Кроличий моноклональный антитело против DiMethyl-Histone H3-K4, нацеленное на человеческий гистон H3 (SWISS Q16695/P68431). Валидировано для WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq и CUT&Tag. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой и другими видами. Подходит для эпигенетических исследований и исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DiMethyl-Histone H3-K4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K4
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический диметилированный пептид в области K4 человеческого гистона H3 (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (предполагается широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сумка со льдом