

Поликлональное Кроличье Антитело К Диметилгистону H3-K4 (Q16695/P68431) Для Wb, Chip, Chip-Seq, IHC-P

Артикул: CM0000401



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против диметилированного лизина 4 гистона H3 (H3K4me2). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP и ChIP-seq. Обладает перекрестной реактивностью с человеком, мышью, крысой и другими видами. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DiMethyl-Histone H3-K4 кроличье поликлональное антитело (pAb)
Примечания/псевдонимы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	H3
Идентификатор гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 гистона H3 человека (NP_003520.1))
Источник	Кролик
Категория	Метилованные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет