


Диметил-Гистон H3 (K79) Кроличья Поликлональная Антитело (Q16695/P68431) Для Wb, Elisa, Chip

Артикул: CM0000253



введение

ДиМетил-Гистон H3-K79 кроличье pAb, валидированное для вестерн-блоттинга, ИФА и ChIP. Распознает человеческий, мышинный и крысиный H3K79me2. Подходит для эпигенетических исследований и разработки аналитических наборов для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДиМетил-Гистон H3-K79 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; ДиМетил-Гистон H3-K79
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	H3
Идентификатор гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический диметилированный пептид в области K79 человеческого гистона H3 (NP_003520.1))
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предсказан широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	Сум со льдом