


Поликлональное Кроличье Антитело К Диметилированному Гистону H3-K79 (Q16695/P68431) - Валидировано Для Wb, IHC-P, Chip-Seq

Артикул: CM0000393



введение

Кроличье поликлоное антитело, специфичное к диметилированному гистону H3 по лизину 79 (H3K79me2). Распознает H3 человека, мыши и крысы. Подходит для WB, IHC-P, IF, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq. Идеально подходит для эпигенетических и хроматиновых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДиМетил-гистон H3-K79, кроличье поликлональное антитело (pAb)
Примечания/алиасы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; ДиМетил-гистон H3-K79
Вид	Человек
GeneID (человек)	H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, H3-4
GeneID	8290, 8350
Иммуноген	Синтетический диметилированный пептид участка K79 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом