


Кроличье Моноклональное Антитело К Диметилированному Гистону H3-K9 (Q16695/P68431) Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа, ChIP

Артикул: CM0000397



введение

Аффинно-очищенное кроличье моноклональное антитело против гистона H3, диметилированного по лизину 9 (H3K9me2). Подходит для вестерн-блоттинга, дот-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА и ChIP. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы и широкого спектра других видов. Идеально для эпигенетических исследований и изучения хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к диметилированному гистону H3-K9
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K9
Вид	Человек
GeneID (человек)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический диметилированный пептид, соответствующий участку вокруг K9 гистона H3 человека (NP_003520.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг, дот-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие виды (предполагается широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом